

類別：機械器具 83 醫療用物質生成器

管理醫療儀器 通用名稱：連續式電解水制水機（JMDN 代碼 71024000）

還原粹 RW-7

[禁忌·禁止]**飲用鹼性電解水（還原水）**

- 在飲用由本儀器制得的鹼性電解水（以下稱“還原水”）時，請注意如下事項。
 - 不要使用還原水來服藥。
 - 患有胃酸缺乏症的人不要飲用還原水。
 - 飲用後如感覺身體不適，或連續飲用後症狀沒有得到改善時，請諮詢醫生或藥劑師。
- 正在接受醫生治療或身體感覺不適者，在使用前請諮詢醫生或藥劑師。

酸性電解水

- 下類人群在使用酸性電解水前請諮詢醫生或藥劑師。
 - 肌膚敏感人群
 - 過敏體質人群
- 在使用酸性水後肌膚感覺不適時，請立即停止使用，並諮詢醫生。

[外形·結構及原理等]

- 構成。
 - 主機
（內裝可更換淨水濾芯）
 - 附件
 - 一組軟管
 - 乳酸鈣
 - PH 值測定套裝（酚酞溶液、試驗管、PH 標準比色表）
 - 分水閥套裝
- 主機尺寸及重量
尺寸[mm]：271（寬）x345（高）x138（深）
重量：約 5kg
- 電氣額定值
額定電壓：AC220V（200V~240V）
額定電流：AC3Amax
額定頻率：50/60Hz
額定電解電壓：DC55Vmax
- 動作原理
用軟管將本儀器與水龍頭相連接，儀器的給水即為普通的自來水，在通過淨水濾芯過濾處理後，加入乳酸鈣，供給電解槽。在電解槽中，利用施加到電極上的直流電壓進行電解，通過隔膜隔開，生成鹼性電解水及酸性水。

[使用目的、功能或效果]

製作飲用鹼性電解水，用以改善胃腸症狀。
適於普通家庭使用。

[品種規格等]

項目	指標
鹼性電解水的 PH 值	可生成 PH 值 9.5±0.3 的電解水
酸性電解水的 PH 值	可生成 PH 值 5.5±1.0 的電解水

[操作方法或使用方法等]**[使用前]**

- 確認軟管及電源線是否正確連接。
- 確認淨水濾芯及乳酸鈣是否正確設置。

[使用中]

- 打開電源開關，在控制面板上選擇取水的種類及範圍。
- 打開水龍頭，向主機供給自來水，在發出旋律音 2~3 秒後，即可由取水口採集生成水。
※處於淨水模式操作時，不發出旋律音，可以直接取水。

- 採集鹼性電解水時，應使用附帶的 PH 值測定套裝用具確認生成水的 PH 值在飲用範圍內。

※PH 值測定方法（PH 值測定套裝的使用方法）：
在試管中滴入兩滴酚酞溶液，加入生成的鹼性電解水到刻度處。將變色的水與 PH 值標準比色表進行比較，測定 PH 值。

[使用後]

- 關閉水龍頭，斷開電源開關。

[使用上的注意事項]

- 禁忌·禁止
參照本附件、紅框中的[禁忌·禁止]項目
- 如果未遵守下述事項，可能會對身體健康造成損害、或是造成儀器的故障、引發事故。
 - 使用條件及環境上的注意事項
 - 請勿與其他的儀器連接與並用。
 - 請勿使用不適於飲用的水。
 - 請勿在浴室等濕度高的場所使用。請不要讓儀器淋水或直接在水中清洗。
 - 請將主機水準放置。
 - 請不要與熱水器、溫水器等直接連接。

- ⑥請勿安裝在陽光直射的場所，或小型爐、電爐、熱水器等附近。
- ⑦掛到牆上使用時，一定要委託銷售店或工程店進行安裝。
- ⑧請勿彎折或扭曲軟管。特別要注意的是，不要將排水軟管拉到高於主機的位置，或將其揉成一團。
- ⑨請勿在標識電源電壓（AC220V）以外的電壓下使用。
- ⑩請不要將電源線用卡釘等進行固定。
- ⑪請勿在一個插座上連接多個電氣產品的電源線。
- ⑫請勿用手、物品等塞住空氣孔，也不要將物品放入空氣孔中。

(2) 使用前的注意事項

- ①請確認所有軟管及電源線正確可靠地連接。
- ②請確認取水切換開關動作正常。
- ③如儀器長時間未使用，除確認上述各項外，還要確認儀器正常且安全動作。
- ④每天開始使用時，要在酸性區的洗物模式下，通水 1 分鐘以上，然後返回到還原水模式，再開始飲用。幾天以上沒使用時，請按上述方式通水 3 分鐘以上再使用。
- ⑤初次飲用要用 PH 測定套裝檢測 PH 值，確認其 PH 值低於 10。以後每個月測定一次以上。
- ⑥初次飲用請在 PH 值 9 左右少量飲用。以後再根據身體狀況調節 PH 值、飲用量。

(3) 使用中的注意事項

- ①請不要飲入下述各類水。
 - PH 值 10 以上的水
 - 酸性水
 - 混入了酚酞溶液的水
 - 排水軟管的排出水
- ②還原水每天的飲用量為 500~1000ml。
- ③如生成水有異味請與銷售店聯繫。
- ④發現儀器故障時請停止使用，切斷電源。
- ⑤停電時請馬上將電源插銷從插座中拔出。
- ⑥請勿使用不耐酸、城腐蝕的容器。
- ⑦請勿使用儀器指定品種以外的鈣類物質。
- ⑧請勿塞住水的出口。
- ⑨請勿使用本水飼養金魚、熱帶魚等魚類。

(4) 使用後及保存時的注意事項

- ①還原水請一定使用密閉的容器置於冰箱中保存，並在 2 日以內飲用。

- ②清理時請務必從插座中拔下電源插銷，請不要使用汽油、信那水、去污粉、殺蟲劑等。
- ③如長期未使用，再次使用時請諮詢銷售店。

(5) 酚酞溶液在使用時請注意下述事項。

- ①請不要飲入或接觸到眼睛。誤飲時請飲用大量的水，誤入眼睛時請用水充分清洗，並向醫生諮詢。
- ②請務必保存於幼兒接觸不到的場所。
- ③請勿接近明火。

[操作注意事項]

- (1) 錯誤操作可能會造成儀器狀態不佳，因此請嚴格遵守使用方法及使用上的注意事項。
- (2) 關於易損件、殘留物等以及使用壽命結束後的儀器及配件的廢棄事宜，請按照當地規定的條例進行廢棄。
- (3) 請勿使儀器跌落或受到振動及衝擊。
- (4) 如誤將主機落入水中時，請將電源插銷從插座中拔出，撈出主機，委託銷售店修理。
- (5) 請勿用濕手插拔電源插銷。
- (6) 取下電線類物品時，請不要直接拉拔電線，不要在電線的連接部位施加蠻力。

[維護及保養相關事項]

- (1) 發生故障時請勿擅自處理，請與銷售店聯繫。
- (2) 請勿對儀器進行改造。

[包裝]

瓦楞紙板包裝。

[製造銷售商及製造商的名稱及地址]

製造銷售商

株式會社 TRIM ELECTRIC MACHINERY

地址 〒783-0060 高知縣南國市榮丘 1 條 2 門 2 號

電話 088 (804) 8510

製造商

株式會社 TRIM ELECTRIC MACHINERY

銷售商（銷售店）聯絡地